

Umibio®去外泌体胎牛血清

产品使用说明书 (Version 1.0)

产品名称: Umibio®去外泌体胎牛血清

英文名称: Umibio® Exosome Depleted Fetal Bovine Serum

货号规格: UR50202 (50 mL)

运输存储: 干冰运输。4°C短期保存; -10°C至-40°C, 有效期 60 个月。

产品简介:

去外泌体胎牛血清由无菌采集的健康胎牛血清过滤而成, 去除 $\geq 99\%$ 的胎牛血清内源外泌体, 并与处理前的胎牛血清具相同的细胞生长速率和形态。

适用范围:

细胞体外增殖培养, 收获目标细胞的外泌体。

使用方法:

避免长期暴露在光下保存, 室温解冻后, 建议分装保存。

请在无菌环境中操作, 使用过程中避免飞溅, 杜绝污染。

注意事项:

如有以下情形, 请勿使用:

1. 试剂包装有破损;
2. 溶液浑浊, 有污染的疑虑;
3. 使用时已超出规定有效期。

引用文献:

1. Int J Nanomedicine. 2020 Oct 19;15:7979-7993. doi: 10.2147/IJN.S275650..
2. J Nanobiotechnology. 2021 Jul 13;19(1):209. doi: 10.1186/s12951-021-00958-6.
3. Biomed Environ Sci. 2021 Jan 20;34(1):19-28. doi: 10.3967/bes2021.004.
4. Front Bioeng Biotechnol. 2022 Jan 19;9:829136. doi: 10.3389/fbioe.2021.829136.
5. Stem Cell Res Ther. 2022 Mar 21;13(1):121. doi: 10.1186/s13287-022-02783-6.
6. Oxid Med Cell Longev. 2022 Feb 27;2022:7837837. doi: 10.1155/2022/7837837..

Umibio Science and Technology Group

上海公司地址: 上海市浦东新区青黛路 800 号 绍兴公司地址: 浙江省绍兴市越城区天姥路 1 号
电话: 4006-166-973 021-60521508 QQ: 3423485078; 网址: www.umibio.cn